

# Material de Referencia Microbiológico **ielab**



En **ielab** nos dedicamos a la prestación de servicios y productos para la aplicación de la calidad en los laboratorios. Como productor de Materiales de Referencia Microbiológicos (MRM), disponemos de una gama de MRM para las cepas empleadas comúnmente en los laboratorios microbiológicos, además de una línea específica para el sector farmacéutico y una línea acreditada (BACredi).

## ¿POR QUÉ ELEGIR LOS MRM DE **ielab**?



**SENCILLO:** Dispositivos de fácil uso



**RÁPIDO:** Suspensión bacteriana lista en sólo 3 pasos y 10 minutos



**FÁCIL DE CONSERVAR:** En congelador convencional (-20 ±5 °C)



**SEGURO:** Mínimas manipulaciones y sin riesgo de contaminación



**TRAZABLE:** Cepas trazables a la CECT® (Colección Española de Cultivos Tipo)



**PURO:** Un único pase desde la cepa original empleada (cepa de reserva)



**CONCENTRACIÓN CONOCIDA:** Indicada en el Informe o Certificado de Análisis



**PERSONALIZABLE:** Posibilidad de preparar MRM a medida



**FLEXIBLE:** Disponible en diferentes formatos y rangos de concentración



**ESTABLE:** Hasta 1 año de caducidad y estable durante 8h refrigerado tras su reconstitución



**DE CALIDAD:** fabricados acorde a la Norma ISO 17034



**ECONÓMICO:** Buena relación calidad/precio



**RENTABLE:** Hasta 200 ensayos por pastilla (ufc/0.1 mL)

## Material de Referencia Microbiológico de **ielab**

<b>BACuali</b> MRM Cualitativo		<b>BAControl</b> MRM Cuantitativo		<b>BACuanti</b> MRM Cuantitativo Certificado
BACuali	BACswab	BAControl-5	BAControl-10	BACuanti

C/ Dracma, 7  
Pol. Ind. Las Atalayas  
03114 Alicante (España)  
T +34 966 10 55 01  
M +34 687 45 04 46

comercial@ielab.es  
<https://tienda.ielab.es>



Acreditación según la Norma ISO 17034 como Productor de Materiales de Referencia (línea BACredi), según el alcance de acreditación N° 1 PMR001

## Materiales de Referencia Microbiológicos

ielab dispone de una amplia gama de Materiales de Referencia Microbiológicos, diseñados para facilitar todos los tareas de control de calidad en los laboratorios de diagnóstico. Disponibles en los siguientes formatos:

**BACuall:** material de referencia cualitativo. Recomendado para validar métodos cualitativos y los controles de calidad que no requieren cuantificación. Caducidad 6-12 meses. Formato dispositivo 5 pastillas.

**BACcontrol:** material de referencia cuantitativo. Recomendado para los controles de calidad cuantitativos. Caducidad 6-12 meses. Formato dispositivo 5 pastillas o caja 10 vials.

**BACuanti:** material de referencia cuantitativo certificado. Recomendado para validación de métodos y controles de calidad cuantitativos. Caducidad 3-6 meses. Formato dispositivo 5 pastillas.


## Línea Clásica



## Línea Pharma



## Línea Pharma: valor doble



## Línea BACredi



## Material microbiológico complementario




## Kits análisis de aguas



## Kits growth promotion



## Kits challenge test



## Helminths



<https://tienda.ielab.es/>

## Línea Clásica

**BACuall:** material de referencia cualitativo. Recomendado para validar métodos cualitativos y los controles de calidad que no requieren cuantificación. Caducidad 6-12 meses. Formato dispositivo 5 pastillas.

**BACcontrol:** material de referencia cuantitativo. Recomendado para los controles de calidad cuantitativos. Caducidad 6-12 meses. Formato dispositivo 5 pastillas o caja 10 vials.

**BACuanti:** material de referencia cuantitativo certificado. Recomendado para validación de métodos y controles de calidad cuantitativos. Caducidad 3-6 meses. Formato dispositivo 5 pastillas.

## Aspergillus



## Bacillus



## Campylobacter



## Candida



## Citrobacter



## Clostridium




## Cromobacter



## Enterobacter




## Enterococcus



## Escherichia



## Eurotium



## Klebsiella



## Bacillus

Bacillus

Ordenar por: Nombre, a-z

26

per página



6020710 BACControl-Rango-Abo B  
5x25x5 CECT 325  
78,00 €

AGUIJA AL CARBOTO



6020209 BACControl-Rango-Bajo B  
5x25x5 CECT 325  
97,00 €

AGUIJA AL CARBOTO



6020209 BACControl-Rango-Bajo B  
5x25x5 CECT 320  
195,00 €

AGUIJA AL CARBOTO



6020712 BACControl-Rango-Bajo B  
5x25x5 CECT 325  
160,00 €

AGUIJA AL CARBOTO



6020711 BACControl-Rango-Abo B  
5x25x5 CECT 325  
195,00 €

AGUIJA AL CARBOTO

En 2022 ielab lanzó una **tienda de venta on-line** de todos sus productos y servicios, apostando nuevamente por la transformación digital