

Productos

Material	BACuali	BAControl	BACuanti
Descripción	Material de referencia microbiológico cualitativo en el que se garantiza la identidad del microorganismo suministrado	Material de referencia microbiológico cuantitativo en el que cada pastilla contiene un número determinado de células viables y cultivables, obtenido por el propio fabricante en las condiciones de ensayo especificadas en el Informe de Análisis	Material de referencia microbiológico cuantitativo y certificado en el que cada pastilla contiene un número determinado de células viables y cultivables, que se obtiene a partir de un estudio de certificación en el que participa una red de laboratorios acreditados en base a la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025
Uso previsto	Preparación de muestras de trabajo para uso en controles internos de calidad en términos de precisión	Controles internos de calidad en términos de precisión (control de proceso, gráficos de control y control de calidad de medios de cultivo)	Validación (sesgo, exactitud y precisión) de métodos microbiológicos. Preparación de muestras de trabajo para uso en controles internos de calidad
Caducidad	6- 12 meses	6- 12 meses	3-6 meses
Presentación	<ul style="list-style-type: none"> · Dispensador de 5 pastillas · Sobre con 5 hisopos (BACswab) 	<ul style="list-style-type: none"> · Dispensador de 5 pastillas (BAControl -5) · Caja con 10 viales (BAControl -10) 	<ul style="list-style-type: none"> · Dispensador de 5 pastillas
Foto			