

¿Por qué elegir los Materiales de Referencia Microbiológicos de ielab?



Sencillo

Material de fácil manejo suministrado en formato pastilla (dispositivo de plástico estéril/viales) o en formato hisopo



De concentración conocida

En el Informe o Certificado de Análisis se indica la concentración del material obtenida en las condiciones especificadas



Rápido

Suspensión microbiana lista en sólo 3 pasos y 10 minutos



Personalizable

Posibilidad de preparación a medida de material de referencia



Fácil de conservar

En congelador convencional (-20 ±5 °C)



Flexible

Disponible en diferentes formatos y rangos de concentración (baja, intermedia, alta y extra-alta)



Seguro

Mínimas manipulaciones y sin riesgo de contaminación



Estable

Suspensión estable durante 8h conservada refrigerada



Trazable

Cepas trazables a la CECT® (Colección Española de Cultivos Tipo)



Económico

Buena relación calidad/precio



Puro

Un único pase desde la cepa de reserva de referencia



Rentable

Hasta 200 ensayos por pastilla (ufc/0.1 mL)



De calidad

ielab fabrica acorde a la Norma ISO 17034

ielab tiene suscrito un acuerdo de colaboración para el suministro por parte de la CECT® de cepas microbiológicas de referencia para el procesado y fabricación por parte de ielab de material de referencia de cepas trazables a la CECT® y su posterior venta a terceros clientes.



Este material de referencia es de uso exclusivo para ensayos de control de calidad, de validación y de aptitud. No está permitida su venta, préstamo, transferencia, distribución o réplica para su distribución. Su incumplimiento está sujeto a una sanción económica de 50.000€, más el coste de los daños y perjuicios ocasionados, a abonar al fabricante, así como el inmediato cese de la actividad no permitida.